



STANDARD Серия 165 VJ

Все, что должно быть в компактных прецизионных весах

SWISS DESIGN 



- Обширная площадь весовой платформы
- Большой жидко кристаллический дисплей с подсветкой
- Часы (дата и время)
- Акустический сигнал
- Широкий выбор интегрированных прикладных программ:
 - Пересчет единиц веса
 - Подсчет деталей
 - Расчет процента
 - Взвешивание животных
 - Подсчет суммы
- RS232 интерфейс для подключения к компьютеру или принтеру
- Удобная работа на 5 клавишах
- Возможность работы от батареек
- Диапазон измерений от 100 г/1 мг до 12 100 г/1 г



Удобная для доступа ветрозащита

Качество Серии 165 VJ

Весы серии 165 VJ это универсальное взвешивающее устройство, обеспечивающее точные и надежные результаты взвешивания. Идеальные весы для лаборатории. Двухлетняя гарантия.

Удобство для пользователя

Работа с весами очень удобна: всего 5 клавиш управляют всеми сложными функциями. Следуя подсказкам на большом ЖК экране, можно осуществлять необходимые изменения, выполнять калибровку и пользоваться интегрированными прикладными программами.

Precisa

■ The Balance of Quality ■



ЖК дисплей с подсветкой

Дисплей Серии 165 VJ

Большой многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает отчетливую индикацию результатов взвешивания.

Интеллектуальный режим калибровки (ICM)

Внешняя калибровка может быть осуществлена с помощью системы автоматической калибровки (ICM) с возможностью выбора эталонного веса. Режим ICM автоматически распознает используемый калибровочный вес. Отчеты о калибровке могут быть распечатаны на принтере.

Серия VJ165: Технические характеристики

Модель	НПВ	Дискретность	Воспроизводимость	Линейность	Размер чашки весов (мм)
VJ 100M	102 г	1 мг	2 мг	2 мг	Ø 100 / 3.9
VJ 410C	410 г	0.01 г	0.01 г	0.02 г	135 x 135
VJ 610C	610 г	0.01 г	0.01 г	0.02 г	135 x 135
VJ 1000C	1 020 г	0.01 г	0.02 г	0.02 г	135 x 135
VJ 1200C	1 200 г	0.01 г	0.02 г	0.02 г	135 x 135
VJ 2100D	2 100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
VJ 4100D	4 100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
VJ 6100D	6 100 г	0.1 г	0.1 г	0.2 г	170 x 140
VJ 8100D	8 100 г	0.1 г	0.2 г	0.2 г	170 x 140
VJ 6100G	6 100 г	1 г	1 г	2 г	170 x 140
VJ 12100G	12 100 г	1 г	1 г	2 г	170 x 140

Дополнительные функции

Дополнительные функции по отдельному заказу

Аксессуары

	165 VJ
Крюк для взвешивания под весами	350-8561
Кабель для весов, используемых как эталонные	350-8534
Чехол для защиты от пыли с крепежным кольцом	350-8565
Чехол для защиты от пыли, комплект из 20 штук	350-8598

Функции и характеристики

-  Разработано в Швейцарии
-  Внешняя система калибровки
-  232 Интерфейс RS232 для ПК, Принтера
-  Взвешивание животных
-  LCD дисплей с подсветкой
-  Часы (распечатка по GLP/ GMP)
-  Взвешивание под весами
-  Рассчёт суммы нетто
-  Механическая защита от кражи с помощью пароля
-  % от взвешивания
-  Программа подсчёта
-  Единицы измерения g, mg, USB ct, ozt, lb, tael, bath
-  Статистика
-  Поддержка для IQ/OQ/PQ