



## Комплект „ОБРАЗОВАНИЕ“

### Комплект для школ и университетов:

- Модель весов „ОБРАЗОВАНИЕ“
- Программа для ПК „ОБРАЗОВАНИЕ“ (бесплатно)
- Кабель для подсоединения весов к ПК
- Устройство «Защита от кражи весов»


- ✓ Отвечает требованиям школ и университетов
- ✓ Увеличенный цифровой дисплей для ПК в классной комнате
- ✓ Преобразование в ньютоны
- ✓ Универсальное отображение веса
- ✓ Статистическая оценка и регрессия
- ✓ Регистратор для протолирования данных измерения даже без ПК
- ✓ Загрузка и обновление программ для весов через интернет



### Модели весов

XE 320M	XE 1200C	XE 2200C	XE 6200D
320g	1200g	2200g	6200g
0.001g	0.01g	0.01g	0.1g


**Precisa**  
 ■ The Balance of Quality ■





Модель	XE 320M	XE 1200C	XE 2200C	XE 6200D
Диапазон взвешивания	320г	1200г	2200г	6200г
Дискретность	0.001г	0.01г	0.01г	0.1г
Чашка весов (нержавеющая сталь)	135 x 135	170 x 170	170 x 170	200 x 200
Каталожный номер	320-9307-234	320-9408-234	320-9409-234	320-9507-234


- ✓ Протоколирование серии измерений вручную или автоматически
- ✓ Одновременное отображение нескольких серий взвешиваний
- ✓ Возможность хранения протоколов серий измерений на жёстком диске и их последующая обработка на ПК. Например в программе Excel



### Статистическая оценка и регрессия:

Используя комплект "ОБРАЗОВАНИЕ", ученики могут создавать графическое воспроизведение соотношения между отдельными измерениями и статистический анализ.

Для составления графического представления уравнения регрессии требуется нажатие только одной клавиши



Precisa Instruments AG  
 Moosmattstrasse 32 CH-8953 Dietikon  
 Tel. ++41-1-744 28 28  
 Fax ++41-1-744 28 38  
 www.precisa.su

