



SWISS MADE +

АКЦИЯ

Сентябрь 2009



Специальное предложение
Анализатор влажности Серии 330
XM 120-HR или XM 60-HR

+ Набор Аксессуаров бесплатно:

- 320 Алюминиевых кюветов
- Вес для калибровки, 50 г (Класс E2)
- Кабель передачи данных (для ПК, RJ45/DB9)

Закажите **Аналитическую Модель**
Анализатора влажности Серии 330
и получите бесплатно Набор Аксессуаров стоимостью
420 CHF!

Анализаторы Влажности **PREMIUM** и **MASTER** Серии 330 XM

Precisa XM 120-HR или XM 60-HR

- 100% Производство Швейцария
- Дискретность 0.1 мг / 0.001%
- Возможность выбора нагревательного элемента:
галогеновый, инфракрасный, темновой
- Широкий температурный диапазон (30°C - 230°C)
- Платиновый температурный сенсор обеспечивает оптимальный контроль нагрева пробы
- Конвенциональная весовая ячейка

бесплатный Набор Аксессуаров:

- 320 Алюминиевых кюветов
- Вес для калибровки, 50 г (Класс E2)
- Кабель передачи данных (для ПК, RJ45/DB9)



Специальное предложение действительно до 15 ноября 2009.

Подробную информацию о продуктах Вы можете посмотреть в новой брошюре для Серии XM 330 или узнать у наших партнеров.

С наилучшими пожеланиям.
Precisa Gravimetrics

Precisa

■ The Balance of Quality ■



Precisa Gravimetrics AG
Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon

Tel. 0041 (0)44 744 28 28
Fax 0041 (0)44 744 28 38

www.precisa.com
info@precisa.ch